

**ESSENTIAL
FOR
CONTRAST.**

MED (TRON[®]) AG

MEDTRON INTERFACES

FÜR ACCUTRON[®] INJEKTOREN

**ERLEBEN SIE DIE NEUE GENERATION
DER SCANNER-INTEGRATION!**

Nahtlose Integration
in Siemens, Philips, Canon,
GE und weitere Anlagen.

NEU!

CANopen Interface
Accutron[®] MR für
Siemens MR-Anlagen

MAGNETRESONANZTOMOGRAPHIE

CANopen INTERFACE FÜR ACCUTRON® MR INJEKTOREN

Als einer der ersten von Siemens validierten Injektoren ist der Accutron® MR nun mit einem CANopen Interface ausgestattet (ArtNr IF864K).

Das CANopen Interface ermöglicht mehr Bedienkomfort, Prozesssicherheit und Standardisierung und sorgt somit für kontrollierte, sichere Abläufe.

NEU!

KOMPATIBLE SIEMENS-SYSTEME

1,5 Tesla Aera, Sola, SolaFit, Altea, AvantoFit, Viato.Mobile

3 Tesla Prisma, Vida, Vida Fit, Lumina, Cima.X, Cima.XFit, SkyraFit

IHR NUTZEN IM KLINISCHEN MR-ALLTAG

Optimierter Workflow

- Exakte Synchronisation von Scan und Injektion
- Start und Stopp direkt an der MR-Konsole
- Reibungslose Integration in bestehende Abläufe

Effizienz und Standardisierung

- Standardisierte, wiederholbare Untersuchungsabläufe
- Weniger manuelle Zwischenschritte
- Mehr Zeit für Patienten und Diagnostik

Sicherheit und Komfort

- Reduzierte Bedienfehler durch zentrale Steuerung
- Klare, strukturierte Prozessführung
- Entlastung des Personals im MR-Alltag

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Synchronisierte Scan- und Injektionsabläufe
- ✓ Zentrale Bedienung an der MRT-Anlage
- ✓ Reduzierung von Bedienfehlern
- ✓ Mehr Sicherheit für Anwender und Patienten
- ✓ Nachrüstbar für bereits installierte Accutron® MR Injektoren
- ✓ Erstklassiger MEDTRON Service bei Installation und Inbetriebnahme

COMPUTERTOMOGRAPHIE

CANopen INTERFACE FÜR ACCUTRON® CT-D VISION

Das CANopen Interface ermöglicht die direkte Kommunikation zwischen Accutron® CT-D Vision und kompatiblen CT-Systemen. Scan und Kontrastmittelinjektion werden präzise synchronisiert und zentral über die Scanner-Konsole gesteuert – für effiziente, sichere und reproduzierbare CT-Untersuchungen.

SCANNER INTERFACES

INTERFACE	KOMPATIBEL MIT	CT-D VISION
CANopen Interface Class 4 Siemens	go-Reihe, SOMATOM Pro.Pulse, Definition, Force, Drive, Confidence, X.cite, X.ceed, NAEOTOM Alpha	IF864
CANopen Interface Class 4 GE	Optima CT860 Expert, Revolution ACE, Revolution Maxima, Revolution EVO, Revolution Frontier, Revolution Ascend	IF864B
CANopen Interface Class 4 Philips	Insicive CT, CT5300	IF864B
SAS Interface Philips Type 1	Brilliance CT / Vision, Brilliance ICT, Brilliance CT Big Bore Upgrade, CT Big Bore, CT 6000, IQon Spectral CT, Spectral CT on Rails, Spectral CT plus, Ingenuity	490390
SAS Interface Philips Type 2	MX8000 CT / Vision	490391
SAS Interface Philips Type 3	Incisive, MX16, Access CT / Vision	490407

IHR NUTZEN IM KLINISCHEN CT-ALLTAG

Optimierter Workflow

- Präzise Synchronisation von Scan und Injektion
- Reduzierung von Timing-Fehlern für konstante Bildqualität
- Vereinfachte Abläufe durch zentrale Steuerung

Sicherheit und Anwenderkomfort

- Standardisierte, reproduzierbare Prozessabläufe
- Reduzierte Bedienfehler durch klare Prozessführung
- Verlässliche Synchronisation bei jeder Untersuchung

Effizienz und Zeitersparnis

- Gemeinsame Verwaltung von Scan- und Injektionsprotokollen
- Parametereinstellung direkt an der CT-Konsole
- Schnellere Vorbereitung komplexer Untersuchungen

Automatisierte Dokumentation

- Lückenlose Erfassung aller Injektionsdaten
- Direkte Übertragung in PACS oder Patientenakte
- Entlastung des Personals durch reduzierte Nacharbeit

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Optimierte Workflow-Steuerung im CT
- ✓ Präzise Synchronisation von Scan und Injektion
- ✓ Zentrale Bedienung an der CT-Scanner-Konsole
- ✓ Effiziente Protokollverwaltung und Dokumentation
- ✓ Unterstützung standardisierter Untersuchungsabläufe

ANGIOGRAPHIE

INTERFACES FÜR ACCUTRON® HP UND HP-D INJEKTOREN

Das Interface ermöglicht eine präzise Synchronisation zwischen Angioanlage und Injektor und unterstützt so einen exakt abgestimmten Untersuchungsablauf.

C-ARM INTERFACES

INTERFACE	KOMPATIBEL MIT	HP-D	HP
Interface Canon	Canon-Angioanlagen	IF859-C	IF839-C
Interface GE	GE-Angioanlagen	IF859-G	IF839-G
Interface Philips	Philips-Angioanlagen	IF859-P	IF839-P
Interface Shimadzu	Shimadzu-Angioanlagen	IF859-S	IF839-S
Interface Siemens Artis	Siemens Artis-Angioanlagen	IF859	IF839
Interface Siemens Cios	mobilen C-Bögen Siemens Cios Alpha, Fusion, Spin & Flow	IF859-SC	IF839-SC
Interface Ziehm	mobilen C-Bögen der Serie Ziehm Vision	IF859-Z	IF359-Z
Interface Switch	Interface zum Anschluss von 2 Angioanlagen	IF859-SW	
DVI-Interface	DVI-Interface zu den Angioanlagen von Siemens und Philips zur Darstellung der Bildschirmanzeige des Injektors am Bildschirm der Angio-Anlage	IF859-SC	

IHR NUTZEN IM KLINISCHEN ANGIO-ALLTAG

Präzision & Kontrolle

- Exakte Synchronisation von Bildgebung und Injektion
- Verlässliche Abstimmung von Kontrastmittelgabe und Aufnahme
- Mehr Kontrolle im entscheidenden Moment

Effizienz im Eingriff

- Weniger manuelle Abstimmungen im Team
- Schnellere Abläufe bei komplexen Interventionen
- Mehr Fokus auf den Patienten statt auf Technik

Sicherheit im Angio-Workflow

- Strukturierte, reproduzierbare Prozessabläufe
- Entlastung des medizinischen Personals
- Kabellose Anbindung des Injektors für maximale Flexibilität

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Präzise Synchronisation zwischen Injektor und Angioanlage
- ✓ Hohe Prozesssicherheit
- ✓ Mehr Kontrolle und Planungssicherheit
- ✓ Kabellose Verbindung zwischen Injektor und Angioanlage

IHR MEHRWERT AUF EINEN BLICK



Optimaler Workflow

Weniger Handgriffe, mehr Effizienz,
reibungslose Untersuchungsabläufe



Sicherheit

Minimiertes Risiko durch Bedienung direkt an
der Scanner-Konsole



Sichere Dokumentation

Automatische Speicherung aller Daten
durch den Scanner



Flexibilität

Integration und Nachrüstung jederzeit
möglich



Perfekte Synchronisation

Injector & Scanner arbeiten im Einklang

**KONTAKTIEREN SIE UNS
FÜR BERATUNG, INSTALLATION
ODER NACHRÜSTUNG.**

IHRE ANSPRECHPARTNER

Team DACH

Deutschland, Österreich, Schweiz

Tel.: +49 (0)681-97017-72

Fax: +49 (0)681-97017-60

Mail: sales.dach@medtron.com

Service

Tel.: +49 (0)681-97017-0

Mail: service@medtron.com

Team International 1

W/S-EMEA, LATAM, Afrika, APAC

Tel.: +49 (0)681-97017-26

Fax: +49 (0)681-97017-20

Mail: sales.int1@medtron.com

Team International 2

Osteuropa, GUS

Tel.: +49 (0)681-97017-63

Fax: +49 (0)681-97017-20

Mail: sales.int2@medtron.com

MEDTRON AG

ESSENTIAL FOR CONTRAST

MEDTRON AG | Hauptstraße 255 | 66128 Saarbrücken, Deutschland
Tel: +49 (0)681-97017-0 | Fax: +49 (0)681-97017-20 | info@medtron.com

Besuchen Sie uns unter www.medtron.com

MED(TRON)[®] AG