



ACCUTRON[®] CT-D VISION GANTRY VERSION FÜR SIEMENS HEALTHINEERS

MEDTRON präsentiert mit der Accutron[®] CT-D Vision Gantry Version eine neue Variante des Doppelkolben-Injektors Accutron[®] CT-D Vision, der direkt an den CT-Scanner montiert ist. Er bietet die beste Injektionstechnologie von MEDTRON und die Vorteile einer direkten Anbindung an den SOMATOM go CT-Scanner.

**MEDTRON AG -
ESSENTIAL FOR CONTRAST**



ULTIMATIVE FLEXIBILITÄT IN DER CT-BILDGEBUNG

Die neue Accutron® CT-D Vision Gantry Version bietet ultimative Flexibilität in der kontrastverstärkten CT-Bildgebung bei Verwendung eines Kontrastmittelinjektors.

MEDTRON AG hat in Zusammenarbeit mit Siemens Healthineers eine natürliche Erweiterung der SOMATOM go CT Scanner entwickelt, mit der sie die vollständige Funktionalität des Accutron® CT-D Vision mit maximaler Injektor-Betriebszeit bereit stellt. Der Doppelkolben-Injektor Accutron® CT-D Vision ist in der Gantry Version (CT861-2) mit einem Befestigungsarm von Siemens Healthineers direkt auf der Gantry montiert. Das sorgt für einen übersichtlichen Betrieb im Untersuchungsraum. Der Injektor kann auf beiden Seiten des Scanners nah am Patienten positioniert werden und somit das gesamte Spektrum der kontrastverstärkten Verfahren anbieten.

VOLLE INTEGRATION

MIT SIEMENS HEALTHINEERS
CT-SCANNERN

Die Kombination des Accutron® CT-D Vision und des SOMATOM go CT-Scanners mit MEDTRONs CANopen Klasse IV Schnittstelle ermöglicht eine Synchronisation für einen optimalen Arbeitsablauf. Somit bietet die Accutron® CT-D Vision Gantry Version eine vollständige Integration mit den CT-Scannern.

Die CanOpen Klasse IV Schnittstelle für Scanner von Siemens Healthineers (IF 864) ist als Option erhältlich.

Die Accutron® CT-D Vision Gantry Version wird mit folgendem Zubehör geliefert:



- 1 Aufhängenhaken für Kontrastmittel- / Kochsalzbehälter
- 2 Permanente Stromversorgung durch den Befestigungsarm an den SOMATOM go CT-Scanner ist unabhängig gewährleistet. (Der Befestigungsarm wird von Siemens Healthineers geliefert.)
- 3 Handschalter zum Starten der Injektion
- 4 Seitenarm mit Becher zur Entlüftung des Schlauchsystems
- 5 Kabellose Touchscreen-Fernbedienung

Die Accutron® CT-D Vision Gantry Version ist kompatibel mit:

SOMATOM go.Now, SOMATOM go.Up,
SOMATOM go.All, SOMATOM go.Top.

Installationshinweis: Zur Installation des Injektors ist ein Befestigungsarm von Siemens Healthineers erforderlich.

Klinischer Nutzen



- Die optimale Integration zwischen Accutron® CT-D Vision und dem Befestigungsarm von Siemens Healthineers am Scanner sorgt für eine einfachere Reinigung zur Aufrechterhaltung und Verbesserung richtiger Hygieneprotokolle.

Operativer Nutzen



- Diese Integration sorgt für eine möglichst nahe Positionierung am Patienten, egal ob er nahe am Kopf des Patienten oder auf der anderen Seite der CT-Bohrung nahe zu den unteren Extremitäten gebraucht wird. Dies gewährleistet einen effizienten Ablauf der bildgebenden Untersuchung.
- Die Accutron® CT-D Vision Gantry Version erhöht die Flexibilität. Durch die konstante Stromversorgung und geringen Wartungsaufwand bietet sie eine maximale Betriebszeit mit vollständiger Accutron® CT-D Vision Funktionalität.
- Der Injektor wird am CT-Scanner montiert und bietet einen übersichtlichen Betrieb im Untersuchungsraum. Die permanente Stromversorgung erfolgt über ein Kabel im Befestigungsarm zum SOMATOM go CT-Scanner.
- Für einen optimalen Arbeitsablauf ist der Injektor mit einer optionalen CANopen Klasse IV Schnittstelle ausgestattet und ermöglicht die Synchronisation zur vollständigen Integration mit den CT-Scannern von Siemens Healthineers.

Finanzieller Nutzen



- Durch die Bereitstellung eines großen Anwendungsspektrums, die Verbesserung des Patienten-Workflows und die Vereinfachung der Wartung trägt die Accutron® CT-D Vision Gantry Version zu einer besseren Kapitalrendite bei.
- Auch als Zubehör für Einstiegs-CT-Scanner wie SOMATOM go bietet die Accutron® CT-D Vision Gantry Version alle Funktionalitäten, die man von einem modernen Doppelkolben-Kontrastmittelinjektor erwartet.

Bitte wenden Sie sich an Ihren MEDTRON-Ansprechpartner oder an Ihren entsprechenden Vertriebskontakt bei Siemens Healthineers, wenn Sie:

- nur den Gantry-Befestigungsarm
- den Gantry-Befestigungsarm mit Injektor
- einen CT-Scanner mit Gantry-Befestigungsarm und Injektor als Komplettlösung erwerben wollen.

MEDTRON AG | Hauptstraße 255 | 66128 Saarbrücken, Deutschland
Tel.: +49 (0)681-97017-0 | Fax: +49 (0)681-97017-20 | info@medtron.com
Besuchen Sie uns unter www.medtron.com



IHR KONTAKT

Team DACH:

Deutschland, Österreich, Schweiz
Tel.: +49 (0)681-97017-72
Fax: +49 (0)681-97017-60
E-Mail: sales.dach@medtron.com

Team International 1:

W/S-EMEA, LATAM, Afrika, APAC
Tel.: +49 (0)681-97017-26
Fax: +49 (0)681-97017-20
E-Mail: sales.int1@medtron.com

Team International 2:

E-Europe, CIS
Tel.: +49 (0)681-97017-63
Fax: +49 (0)681-97017-20
E-Mail: sales.int2@medtron.com

Service:

Tel.: +49 (0)681-97017-83
Fax: +49 (0)681-97017-85
E-Mail: service@medtron.com