



## Füllen der Injektionspritzen

Automatisch über Füllmenü (mit Eingabe des Füllvolumens) oder manuell mit variabler Geschwindigkeit

Verwendung von optimierten Hochdruckschlauchsystemen mit Rückschlagventilen

## Mechanischer Aufbau

Schwenkbare Injektions-einheiten mit fahrbarer Stativsäule verbunden

Handtaster zur Steuerung der Injektion

Gesamtgewicht: 41 kg

## Elektrische Versorgung

Netzunabhängiger Betrieb über wiederaufladbare Hochleistungsakkus

Eingangsspannung Ladegerät: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz

Accutron HP  
Artikelnummer HP836

# Produktauswahl

| Artikel-Bezeichnung              | Beschreibung  | Artikelnummer |
|----------------------------------|---|---------------|
| <b>Modelle</b>                   |   |               |
| Accutron HP Akkuversion          | Einkolbeninjektor für die Angiographie                          | HP836         |
| Accutron HP Power Supply         | Einkolbeninjektor für die Angiographie                          | HP832         |
| Accutron HP Tischversion         | Einkolbeninjektor für die Angiographie                          | HP890         |
| Accutron HP Tischversion Siemens | Einkolbeninjektor für Siemens-kompatible Tische                 | HP890-0       |
| Accutron HP Tischversion Philips | Einkolbeninjektor für Philips-kompatible Tische                 | HP890-1       |
| Accutron HP Tischversion GE      | Einkolbeninjektor für GE-kompatible Tische                      | HP890-2       |
| <b>OEM Interfaces*</b>           |   |               |
| Interface Canon                  | kompatibel mit Canon-Angioanlagen                               | IF839-C       |
| Interface GE                     | kompatibel mit GE-Angioanlagen                                  | IF839-G       |
| Interface Philips                | kompatibel mit Philips-Angioanlagen                             | IF839-P       |
| Interface Shimadzu               | kompatibel mit Shimadzu Angio                                   | IF839-S       |
| Interface Siemens Artis          | kompatibel mit Siemens Artis                                    | IF839         |
| Interface Siemens Cios           | kompatibel mit Siemens Cios Alpha & Fusion                      | IF839-SC      |
| Interface Ziehm                  | kompatibel mit C-Bögen der Serie Ziehm Vision                   | IF839-Z       |
| <b>Zubehör</b>                   |   |               |
| Fernbedienung                    | Touchscreen-Fernbedienung 10,4", kabellos, inkl. Netzteil       | FB834         |
| Infusionsständer                 | Infusionsständer für Accutron HP836 mit Becherhalter und Becher | 490201        |

\*detaillierte Infos erhalten Sie bei Ihrem Händler

## Technische Daten

### Injektionsvolumen:

**max. 200 ml**,  
wählbares Teilvolumen  
1 - 200 ml, programmier-  
bar in 0,1 ml-Taktung

### Injektionsprofile:

**120 Profile**,  
je Modus 60 Profile,  
individuell programmier-  
& speicherbar

### Injektions-, Phasen-, Röntgen- und Scan- verzögerung:

**0 - 255 s** Injektions- und  
Phasenverzögerung  
**0 - 99 s** Röntgen- und  
Scanverzögerung

### Phasen:

**1 bis 3** Phasen

### CT-Modus

#### Injektionsdruck:

**max. 21 bar** (305 psi),  
5 - 21 bar (73 - 305 psi),  
programmierbar in  
1 bar-Taktung

#### Förderrate:

**0,1 - 10 ml/s**,  
programmierbar in  
0,1 ml/s-Taktung

### Angio-Modus

#### Injektionsdruck:

**max. 83 bar** (1200 psi),  
5 - 83 bar (73 - 1200 psi),  
programmierbar in  
1 bar-Taktung

#### Förderrate:

**0,1 - 30 ml/s**,  
programmierbar in  
0,1 ml/s-Taktung

Technische Änderungen vorbehalten.